

Máquina De Montagem De Amostras Metalográficas Para Materiais E Análises De Laboratório

Número do item: KT-XQ



introdução

Máquinas de embutimento metalográfico de precisão para laboratórios - automatizadas, versáteis e eficientes. Ideal para a preparação de amostras em investigação e controlo de qualidade. Contacte a KINTEK hoje mesmo!

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Aplicação	Embutimento de amostras metalográficas e petrográficas pequenas, difíceis de segurar ou irregulares
Objetivo	Facilitar o corte, o desbaste e o polimento para ensaios metalográficos, de deteção espectral ou de dureza
Sistema de controlo	Funcionamento controlado por programa
Modos disponíveis	1. Pó de baquelite 2. Pó de jade eléctrico 3. Opções definidas pelo utilizador
Automatização	O tempo de preparação controlado por programa permite um funcionamento sem supervisão
Ideal para	Laboratórios em faculdades, universidades e empresas industriais/minas