

# Micro-Injetor/Cromatografia Gasosa Em Fase Líquida Agulha De Injeção Êmbolo De Injeção

Número do item: KTG-5



## introdução

Concebidos com precisão para uma introdução exacta de amostras em cromatografia gasosa, garantindo resultados fiáveis e reprodutíveis.

[Saiba mais](#)

Especificações	Diâmetro exterior da agulha	Comprimento da agulha	Haste de pressão
0,5ul	0.5	78	Dupla camada oca
1ul	0.5	73	Camada dupla oca
2ul	0.5	75	Camada dupla oca
5ul	0.6	75	Dupla camada oca
10ul	0.5	55	PTFE sólido
25ul	0.5	55	PTFE sólido
50ul	0.5	55	PTFE sólido
100ul	0.5	55	PTFE sólido
250ul	0.5	55	PTFE sólido
500ul	0.5	55	PTFE sólido

Especificações	Diâmetro exterior da agulha	Comprimento da agulha	Haste
0,5ul	0.5	78	Dupla camada oca
1ul	0.7	73	Camada dupla oca
2ul	0.7	75	Camada dupla oca
5ul	0.7	75	Dupla camada oca
10ul	0.7	51	PTFE sólido
25ul	0.7	51	PTFE sólido
50ul	0.7	51	PTFE sólido
100ul	0.7	51	PTFE sólido
250ul	0.7	55	PTFE sólido
500ul	0.7	55	PTFE sólido