

## Mini Reator De Alta Pressão Ss

Número do item: KV-3H



### introdução

Mini Reator de Alta Pressão SS - Ideal para medicina, química e indústrias de investigação científica. Temperatura de aquecimento e velocidade de agitação programadas, até 22Mpa de pressão.

[Saiba mais](#)

Modelo	25 ml	50 ml	100 ml	250 ml	500ml
Material do reator	Aço inoxidável 304/316L				
Temperatura de trabalho	260 <sup>0</sup> C				
Pressão máxima de trabalho	22Mpa				
Método de aquecimento	Manta de aquecimento modular				
Potência de aquecimento	600W		800W		
Método de agitação	Agitação magnética/agitação por acoplamento mecânico magnetrónico				
Acessórios	Válvulas de entrada/saída, manómetro, termómetro				