


Molde De Prensagem Por Infravermelhos De Laboratório Sem Desmoldagem

Número do item: PMI



introdução

Teste sem esforço as suas amostras, sem necessidade de desmoldagem, utilizando o nosso molde de prensa de infravermelhos para laboratório. Desfrute de uma elevada transmitância e de tamanhos personalizáveis para sua conveniência.

[Saiba mais](#)

Modelo	PMI-A	PMI-B
Material	Carboneto YT15	
Dureza do indentedor	HRC85-HRC90	
Tamanho da amostra	φ13 mm	φ7 mm
Profundidade da cavidade	10 mm	5 mm
Dimensões exteriores	76×50×70 mm	76×30×70 mm
Peso (kg)	0.75	0.35

Outros tamanhos podem ser personalizados