

Pressão De Esterilização Do Autoclave Portátil (Tipo Automático Com Ecrã Digital)

Número do item: KT-C05



Introduction

A autoclave portátil de esterilização por pressão é um dispositivo que utiliza vapor saturado sob pressão para esterilizar artigos de forma rápida e eficaz.

[Saiba mais](#)

Modelo	KT-18HDD	KT-24HDD
Volume de desinfeção	18L ϕ 280×260mm	24L ϕ 280×390mm
Tensão de trabalho fixa	0.14-0.16Mpa	
Temperatura nominal de trabalho	126°C	
Pressão máxima de segurança	0.165Mpa	
Uniformidade de calor da sala de esterilização	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
Potência	AC220V.50Hz/2KW	
Volume de transporte (mm)	420×420×630	420×450×750
Peso bruto/peso líquido	14/12Kg	15/14Kg