

## Copo De Ptfе/Tampas De Copo De Ptfе

Número do item: PTFE-16



### Introduction

O copo de PTFE é um recipiente de laboratório resistente a ácidos, álcalis, temperaturas altas e baixas e é adequado para temperaturas que variam de -200°C a +250°C. Este copo tem uma excelente estabilidade química e é amplamente utilizado para amostras de tratamento térmico e análise de volume.

[Saiba mais](#)

Modelo	diâmetro interior/mm	altura/mm	peso/g
30 ml	37	52	25
50ml	44	54	40
100ml	53	54	60
150ml	60	79	89
200ml	70	79	97
250 ml	73	88	134
300ml	79	100	167
500 ml	95	110	172
1000 ml	115	145	364