

## Tubo De Centrifugação Em Ptfе/Fundo Pontiagudo/Fundo Redondo/Fundo Plano De Laboratório

Número do item: PTFE-32



### introdução

Os tubos centrífugos de PTFE são altamente valorizados pela sua excecional resistência química, estabilidade térmica e propriedades antiaderentes, tornando-os indispensáveis em vários sectores de elevada procura. Estes tubos são particularmente úteis em ambientes onde prevalece a exposição a substâncias corrosivas, temperaturas elevadas ou requisitos de limpeza rigorosos.

Saiba mais

	Modelo	Diâmetro exterior (mm)	Altura total (mm)	Espessura da parede (mm)
boca de rosca fundo redondo	5 ml	16	65	2
	10 ml	16	125	2
	15ml	20	100	2.5
	20 ml	20	125	2.5
	25 ml	25	105	2.5
	30ml	25	125	2.5
	40 ml	28	105	2
	45 ml	28	120	2
	50ml	33	115	2.5
	100 ml	35	150	3.5
boca de rosca fundo plano	100 ml	36	145	3
	5ml	16	55	*
	10 ml	16	108	*
	20ml	22	106	*
	30ml	25	124	*
	50ml	30	125	*
	100ml	39	139	*