


## Cesto De Limpeza Em Ptfе/Cesto De Flores Em Ptfе Cesto De Flores Para Limpeza Resistente À Corrosão

Número do item: PTFE-20



### introdução

O suporte de limpeza de PTFE, também conhecido como cesto de flores de PTFE, é uma ferramenta de laboratório especializada concebida para a limpeza eficiente de materiais de PTFE. Este suporte de limpeza garante uma limpeza completa e segura dos artigos de PTFE, mantendo a sua integridade e desempenho em ambientes laboratoriais.

[Saiba mais](#)

Modelo	Tamanho	Aplicável
Quadrado	60mm*60mm	Copo de 500 ml
Redondo	Diâmetro 30mm	Copo de 75 ml
Redondo	Diâmetro 45mm	Copo de 100 ml
Redondo	Diâmetro 60mm	Copo de 250 ml

Fornecemos cestos de flores de limpeza personalizados em todos os tamanhos de que necessita