

## Recipiente De Ptfе

Número do item: PTFE-11



### introdução

O recipiente de PTFE é um recipiente com excelente resistência à corrosão e inércia química.

[Saiba mais](#)

Diâmetro exterior do sangue redondo*diâmetro interior*profundidade interior	Tamanho interior do prato quadrado*profundidade interior
70mm*60mm*15mm	60*60mm *15mm
50mm*40mm*15mm	80*80mm*15mm
60mm*50mm*15mm	90*90mm*15mm
80mm*70mm*15mm	100*100mm*15mm
90mm*80mm*15mm	110*110mm*15mm
100mm*90mm*15mm	120*120mm*15mm
110mm*100mm*15mm	
120mm*110mm*15mm	
130mm*120mm*15mm	
160mm*150mm*15mm	200*200*120MM cerca de 5L cilindro PTFE
92*83*19mm	Cilindro de PTFE de 10L
102*93*20mm	Cilindro de PTFE 15L