

Tanque De Digestão Ptfе/ Tanque De Digestão Micro-Ondas/Reator

Número do item: PTFE-37



Introduction

As cubas de digestão em PTFE são conhecidas pela sua excepcional resistência química, estabilidade a altas temperaturas e propriedades antiaderentes. O seu baixo coeficiente de atrito e a sua natureza inerte evitam interações químicas, garantindo a pureza dos resultados experimentais.

[Saiba mais](#)

Modelo	Diâmetro (mm)	Altura (mm)
30 ml	49.5	109
50ml	55	114
100 ml	65	124
200 ml	74.5	143