

## Balão De Ptfе/Frasco De Três Gargalos De Ptfе/Frasco De Fundo Redondo De Ptfе

Número do item: PTFE-36



### introdução

O frasco de PTFE é um recipiente de laboratório versátil feito de politetrafluoroetileno (PTFE), que oferece uma resistência química excepcional, estabilidade de temperatura e propriedades antiaderentes. Ideais para o manuseamento de substâncias corrosivas e aplicações a altas temperaturas, estes frascos são essenciais em vários procedimentos laboratoriais, incluindo aquecimento, mistura e armazenamento de produtos químicos.

[Saiba mais](#)