


Cesto De Limpeza Oco Em Ptfе/Transportador De Prateleiras De Limpeza Em Ptfе

Número do item: PTFE-21



introdução

O cesto oco para flores de limpeza em PTFE é uma ferramenta de laboratório especializada, concebida para processos de limpeza eficientes e seguros. Fabricado em politetrafluoroetileno (PTFE) de alta qualidade, este cesto oferece uma resistência excepcional a ácidos, álcalis e solventes orgânicos, garantindo durabilidade e fiabilidade em vários ambientes químicos.

[Saiba mais](#)

Modelo	tamanho
redondo	2 polegadas
redondo	3 polegadas
redondo	4 polegadas
redondo	5 polegadas
redondo	6 polegadas
redondo	8 polegadas
quadrado	2 polegadas
quadrado	3 polegadas
quadrado	4 polegadas
quadrado	5 polegadas
quadrado	6 polegadas
quadrado	8 polegadas

Modelo	Diâmetro	Número de ranhuras	Largura da ranhura	Comprimento da ranhura	Espessura total	Profundidade da ranhura	Comprimento da pega
Copo de 500 ml oco	80mm	24	2,5 mm	31mm	8mm	6mm	100mm
Copo de 500 ml oco	80mm	26	2,5mm	26mm	8mm	6mm	100mm
Copo de 500 ml oco	80mm	28	2,5mm	31mm	8mm	6mm	100mm
Copo de 500 ml oco	80mm	30	1,5mm	31mm	8mm	6mm	100mm
Copo de 500 ml oco	80mm	33	1,5mm	26mm	8mm	6mm	100mm
Copo de 500 ml oco	80mm	38	1,5mm	21mm	8mm	6mm	100mm

Copo de 500 ml oco	80mm	40	2.5mm	16mm	8mm	6mm	100mm
Copo de 500 ml oco	80mm	52	1,5mm	16mm	8mm	6mm	100mm
Copo de 500 ml oco	80mm	61	2.5mm	11mm	8mm	6mm	100mm
Copo de 500 ml oco	80mm	78	1,5mm	11mm	8mm	6mm	100mm
Copo de 250ml oco	Fornecemos cestos de flores personalizados em branco, esbranquiçado e branco leitoso com forma especial, incluindo o tamanho da ranhura, o número de ranhuras e outros indicadores que podem ser cumpridos.						
Copo de 100 ml oco	Fornecemos cestos de flores personalizados em branco, esbranquiçado e branco leitoso com formato especial, incluindo o tamanho da ranhura, o número de ranhuras e outros indicadores.						