

Frasco De Reagente De Ptfе/Frasco De Boca Larga/Frasco De Boca Fina/Frasco De Amostra/Frasco De Ptfе De Alta Temperatura

Número do item: PTFE-24



introdução

O frasco de reagente de PTFE, também conhecido como frasco químico de PTFE ou frasco de reagente de Teflon, é uma alternativa robusta aos frascos de reagente de vidro tradicionais. Estes frascos são altamente resistentes a ácidos e álcalis e possuem uma tampa de rosca à prova de fugas. Ideais para utilização em laboratório, oferecem uma excelente resistência química, capacidades para altas temperaturas até 260°C e uma durabilidade superior.

[Saiba mais](#)

Modelo	Especificação	Diâmetro exterior	Altura	Diâmetro interior
Frasco de boca pequena em PTFE	25 ml	36mm	81mm	21mm
	50ml	49mm	95mm	20mm
	100ml	51mm	98mm	20mm
	150ml	54mm	108mm	20mm
	250ml	70mm	117mm	35mm
	500ml	81mm	147mm	35mm
	1000ml	100mm	188mm	40mm
	2000ml	145mm	217mm	48mm
Frasco de boca larga em PTFE	50ml	50mm	92mm	35mm
	100ml	52mm	103mm	35mm
	150ml	54mm	106mm	35mm
	250ml	68mm	114mm	40mm
Frasco de reagente de PTFE com boca de rosca e fundo plano	500ml	81mm	149mm	40mm
	1000ml	100mm	192mm	48mm
	2000ml	144mm	220mm	63mm
	5ml	16mm	55mm	*
Frasco de reagente de PTFE com boca de rosca e fundo plano	10 ml	16mm	108mm	*
	20ml	22mm	106mm	*
	30ml	25mm	124mm	*

50ml	30mm	125mm	*
100ml	39mm	139mm	*