

Colher De Amostragem/Colher De Solução/Colher De Amostra/Colher De Pó Seco Em Ptfе

Número do item: PTFE-22



Introduction

A colher de amostragem de PTFE, também conhecida como colher de solução ou colher de amostra, é uma ferramenta crucial para introduzir com precisão amostras de pó seco em vários processos analíticos. Fabricadas em PTFE, estas colheres oferecem uma excelente estabilidade química, resistência à corrosão e propriedades antiaderentes, o que as torna ideais para o manuseamento de substâncias delicadas e reactivas em ambientes laboratoriais.

[Saiba mais](#)

Modelo	Cabeça quadrada/redonda	Capacidade	Comprimento da cabeça da colher	Largura da cabeça da colher	Comprimento total	Diâmetro do cabo da colher
Colher PTFE de cabo curto	redonda	3ml	40mm	22,3 mm	97,5mm	*
Colher PTFE de cabo curto	redonda	5ml	54mm	31mm	134.2mm	*
Colher PTFE de cabo curto	redonda	10ml	70 mm	39.7mm	169mm	*
Colher de PTFE para pó seco	quadrada	3ml	39mm	16mm	197mm	*
Colher para pó seco em PTFE	quadrada	5ml	50mm	26mm	196mm	*
Colher para pó seco em PTFE	quadrada	10ml	50mm	27mm	196mm	*
Colher para pó seco em PTFE	quadrada	15ml	50mm	33mm	197mm	*
Colher para pó seco em PTFE	redonda	3ml	38mm	22.6mm	110mm	*
Colher de PTFE para pó seco	redonda	5ml	42mm	27mm	195mm	*
Colher de PTFE para pó seco	redonda	10ml	50mm	30mm	150mm	*
Colher de PTFE para pó seco	redonda	15ml	67mm	67mm	198mm	*
Colher de solução PTFE	*	3ml	28mm	23mm	180mm	*
Colher de solução PTFE	*	5ml	29mm	25.5mm	180mm	*

Colher de solução PTFE	*	10ml	33mm	31mm	235mm	*
Colher de solução PTFE	*	30ml	53mm	37mm	300mm	8mm
Colher de solução PTFE	*	50ml	59mm	45mm	300mm	12mm
Colher de solução PTFE	*	100ml	71mm	54mm	350mm	12mm
Colher de solução PTFE	*	250ml	94mm	66mm	400mm	12mm
Colher de solução PTFE	*	500ml	127mm	79mm	450mm	12mm
Colher de solução PTFE	*	1000ml	150mm	98mm	500mm	14mm

Mais estilos podem ser personalizados...