

Frasco Triangular De Ptfе/Frasco Triangular Com Tampa/Frasco Cónico/Conservante

Número do item: PTFE-31



introdução

O frasco triangular de PTFE, também conhecido como frasco de reagente de Teflon, é uma alternativa robusta e resistente a produtos químicos aos frascos de vidro tradicionais, adequado para o manuseamento de ácidos e álcalis. Estes frascos são inquebráveis, leves e possuem uma tampa de rosca à prova de fugas, o que os torna ideais para utilização em laboratório.

[Saiba mais](#)

Modelo	Altura incluindo a tampa (mm)	Diâmetro do fundo do frasco (mm)	Diâmetro interior (mm)
25 ml	88	40	27
50 ml	100	50	27
100ml	105	59	27
250ml	150	74	37
500 ml	174	105	37
1000ml	220	136	37