


Corpo De Apoio De Amostra

Número do item: ELES



introdução

Melhore os seus testes electroquímicos com o nosso corpo de suporte de amostras. De alta qualidade e fiável para resultados precisos. Melhore a sua investigação hoje mesmo.

[Saiba mais](#)

Área de reação	1cm ² (personalizável)
Tamanho da amostra aplicável	diâmetro circular > 15mm comprimento do lado quadrado > 15mm
Espessura da amostra aplicável	3mm ~ 5mm (pode ser personalizada)
Forma condutora	agulha de cobre banhada a ouro
Material geral	PTFE
Dimensões	comprimento da haste 6*80mm