


Corpo De Apoio De Amostra

Número do item: ELES



introdução

Melhore os seus testes electroquímicos com o nosso corpo de suporte de amostras. De alta qualidade e fiável para resultados precisos. Melhore a sua investigação hoje mesmo.

[Saiba mais](#)

| | |
|--------------------------------|--|
| Área de reação | 1cm ² (personalizável) |
| Tamanho da amostra aplicável | diâmetro circular > 15mm comprimento do lado quadrado > 15mm |
| Espessura da amostra aplicável | 3mm ~ 5mm (pode ser personalizada) |
| Forma condutora | agulha de cobre banhada a ouro |
| Material geral | PTFE |
| Dimensões | comprimento da haste 6*80mm |