


## Prensa De Comprimidos Eléctrica De Punção Simples Para Laboratório Máquina De Comprimidos Em Pó

Número do item: TPM-03



### introdução

A prensa de comprimidos eléctrica de perfuração única é uma prensa de comprimidos à escala laboratorial adequada para laboratórios de empresas das indústrias farmacêutica, química, alimentar, metalúrgica e outras.

[Saiba mais](#)

Pressão de perfuração ajustável	50KN
Diâmetro ajustável da pastilha	5mm - 25mm
Espessura ajustável da pastilha	0,5-8mm
Profundidade de enchimento	20 mm
Capacidade de produção	3600 peças/hora
Potência do motor	1.5kW
Embalagem em caixa de madeira Dimensões	580*500*830mm
Peso incluindo caixa de madeira exterior	150kg (incluindo embalagem de caixa de madeira sem fumigação para exportação)