

## Peneira Vibratória De Estalo

Número do item: KT-T200TAP



### introdução

O KT-T200TAP é um instrumento de peneiração oscilante e de estalo para utilização em laboratório, com um movimento circular horizontal de 300 rpm e 300 movimentos verticais de estalo para simular a peneiração manual e ajudar as partículas da amostra a passar melhor.

Saiba mais

Diâmetro do crivo (mm)	200
Camadas do crivo	1-7 andares
Número de oscilações (vezes/min)	290±10
Número de acertos (vezes/min)	156±10
Tempos de rotação	25
Altura da pancada	38±6
Potência (W)	550
Tensão(V)	220
Dimensões (mm)	H500*1500*W730
Peso do ecrã (kg)	80