

Triturador De Mandíbula De Laboratório

Número do item: KT-EP



introdução

Descubra o pequeno triturador de mandíbula para trituração eficiente, flexível e acessível em laboratórios e pequenas minas. Ideal para carvão, minérios e rochas. Saiba mais agora!

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Marca	Kintek Solution
Modelo	KT-EP
Material de Alimentação	Dureza média, dura, quebradiça, resistente
Tamanho Máx. de Alimentação	< 90 mm
Finetura Final	< 2 mm (dependendo do material e da configuração da abertura)
Vazão	Até 300 kg/h
Configuração da Largura da Abertura	0 - 30 mm (Ajuste contínuo com escala)
Dimensões da Placa de Mandíbula	90 x 90 mm
Alimentação Elétrica	220V / 380V AC, 50-60Hz
Potência do Motor	1,1 kW
Código de Proteção	IP65
Padrões	Certificado CE
Dimensões (L x P x A)	302 x 660 x 688 mm (Unidade Principal)
Dimensões do Suporte Móvel	329 x 560 x 490 mm
Peso Líquido	160 kg