

## Esterilizador A Vapor De Pressão Vertical (Especial Para O Departamento De Laboratório)

Número do item: KT-P03



### introdução

O esterilizador a vapor de pressão vertical é um tipo de equipamento de esterilização com controlo automático, que é composto por um sistema de aquecimento, um sistema de controlo por microcomputador e um sistema de proteção contra sobreaquecimento e sobrepressão.

[Saiba mais](#)

Modelo	KT-35HG	KT-50HG	KT-75HG	KT-100HG
Volume da câmara de esterilização	35L φ318×450mm	50L φ340×550mm	75L φ400×600mm	100L φ440×650mm
Tensão de trabalho fixa	0.22Mpa			
Temperatura nominal de trabalho	134°C			
Pressão de trabalho	0.23Mpa			
Uniformidade térmica	±1°C			
Faixa de seleção de tempo	0-99min/0-99hour59min			
Faixa de seleção de temperatura	0-134°C			
Potência / tensão de alimentação	2.5KW/AC220V 50HZ	3KW/AC220V 50HZ	4.5KW/AC220V 50HZ	
Dimensões (mm)	600×410×1030	650×410×1140	690×470×1140	730×510×1270
Volume de transporte (mm)	730×500×1170	730×500×1290	760×550×1290	820×600×1380
Peso bruto/peso líquido	96Kg/77Kg	102Kg/83Kg	120Kg/98Kg	135Kg/110Kg