

108L Congelador Vertical Ult De Temperatura Ultra Baixa

Número do item: KTFDV-108



introdução

Congelador de temperatura ultra baixa para laboratórios: armazenamento a -86°C, controlo preciso, amigo do ambiente, interior em aço inoxidável. Proteja já as suas amostras!

[Saiba mais](#)

Caraterísticas	Especificação
Modelo	KTFDV-108
Capacidade	108L
Temperatura interna	-40°C a -86°C (ajustável)
Controlo da temperatura	Controlador eletrónico de microcomputador, visor digital
Sonda de temperatura	PTC
Sistema de alarme	Alarmes sonoros e visuais
Alimentação eléctrica	220V/50Hz
Consumo de energia	480W
Consumo de energia	6,5 kWh/24h
Nível de proteção	I/B
Tipo de clima	N
Refrigerante	Refrigerante misto sem flúor e amigo do ambiente
Sistema de refrigeração	Sistema de compressor único em cascata automática
Ventilador do condensador	Ventilador de alta eficiência e baixo ruído
Armário exterior	Chapa de aço laminado a frio com revestimento em pó
Armário interior	Aço inoxidável 304
Prateleiras/portas interiores	1 camada de prateleiras, 2 portas interiores (aço inoxidável 304)
Espessura do isolamento	120 mm
Porta de equalização da pressão	1 (Diâmetro 18mm)
Rodas	4
Peso líquido/bruto	107/133 kg
Dimensões externas (L*P*A)	700*730*1260 mm
Dimensões internas (L*P*A)	460*460*510 mm