



KINTEK SOLUTION

## Homogeneizador Catálogo

Entre em contato conosco para mais catálogos de **Preparação da amostra**, **Equipamento térmico**, **Consumíveis e materiais de laboratório**, **Equipamento bioquímico**, etc.

# KINTEK SOLUTION

## PERFIL DA EMPRESA

### >>> Sobre nós

Kintek Solution Ltd é uma organização orientada para a tecnologia, os membros da equipa dedicam-se a sondar a tecnologia mais eficiente e fiável e inovações no equipamento de investigação científica, campos como a reação bioquímica, investigação de novos materiais, tratamento térmico, criação de vácuo, refrigeração, bem como equipamento farmacêutico e de extração de petróleo.

Nos últimos 20 anos, ganhámos experiências ricas neste campo de equipamento de investigação, somos capazes de fornecer tanto o equipamento como a solução de acordo com as necessidades e realidades do cliente, também desenvolvemos muitos equipamentos à medida do cliente de acordo com um objetivo de trabalho específico, e temos muitos projectos bem sucedidos em muitas universidades e institutos de diferentes países, como Ásia, Europa, América do Norte e do Sul, Austrália e Nova Zelândia, Médio Oriente e África.

Profissão, resposta rápida, trabalho árduo e sinceridade são um rótulo notável da atitude de trabalho da nossa equipa, o que nos dá uma boa reputação entre os nossos clientes.

Estamos aqui e prontos para servir os nossos clientes de diferentes países e regiões, e partilhar a tecnologia mais eficiente e fiável!



# Homogeneizador De Laboratório Com Câmara De Pp De 8 Polegadas

Número do item: COA-1



## introdução

O homogeneizador de laboratório com câmara PP de 8 polegadas é uma peça de equipamento versátil e potente, concebida para homogeneizar e misturar eficazmente várias amostras num ambiente laboratorial. Construído a partir de materiais duráveis, este homogeneizador possui uma espaçosa câmara PP de 8 polegadas, proporcionando uma ampla capacidade para o processamento de amostras. O seu mecanismo de homogeneização avançado garante uma mistura completa e consistente, tornando-o ideal para aplicações em áreas como a biologia, a química e a farmacêutica. Com o seu design de fácil utilização e desempenho fiável, o homogeneizador de laboratório com câmara PP de 8 polegadas é uma ferramenta indispensável para laboratórios que procuram uma preparação de amostras eficiente e eficaz.

[Saiba mais](#)

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Potência de entrada</b>           | 110VAC ou 220VAC. Selecionar a tensão (fusível de 10A) na barra de opções   |
| <b>Potência do motor</b>             | Motor 24V DC, potência máxima 150W  |
| <b>Tamanho do produto</b>            | 13 polegadas (comprimento) x 10 polegadas (largura) x 8,5 polegadas (altura)  |
| <b>Peso líquido</b>                  | 15 quilogramas (33 libras)  |
| <b>Bomba de vácuo</b>                | Inclui tubos de borracha de grau de vácuo imediatamente utilizáveis   |
| <b>Velocidade e tempo de rotação</b> | Um painel de controlo digital com dois segmentos programáveis que podem ser utilizados para diferentes tempos e velocidades de rotação.                                   |
| <b>Velocidade de rotação</b>         | 500 8000 rpm Tempo de rotação: 1 60 segundos  |
| <b>Injeção de líquido</b>            | A seringa de 20 ml é utilizada para acomodar materiais de revestimento. A altura do suporte da seringa pode ser ajustada livremente e rodada ao longo da haste de suporte |

# Homogeneizador De Laboratório Totalmente Automático Com Câmara Pp De 4 Polegadas

Número do item: COA-2



## introdução

Homogeneizador de cola compacto e eficiente para uma preparação precisa de amostras em laboratórios, com uma câmara PP de 4 polegadas, design resistente à corrosão, visor LCD de fácil utilização e definições de velocidade personalizáveis para resultados de homogeneização ótimos.

[Saiba mais](#)

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Gama de velocidades                  | 100-99999 rpm   |
| Resolução da velocidade              | 1rpm  |
| Gama de aceleração ajustável         | 100-99999rpm/s  |
| Comprimento máximo de um único passo | 30005   |
| Resolução de tempo                   | 1s  |
| Aplicação de tensão alargada         | Entrada AC100-230V, selecionável para operação de passo único ou multi-passo em chinês e inglês, até 5 conjuntos de programas de 5 passos disponíveis |
| Configuração padrão                  | Tabuleiros de carga de vácuo de 10 mm, 25 mm e 2 polegadas  |

## Homogeneizador De Laboratório Totalmente Automático Com Cavidade De Ptfе De 4 Polegadas

Número do item: COA-3



### introdução

O homogeneizador de laboratório totalmente automático com cavidade de PTFE de 4 polegadas é um equipamento de laboratório versátil concebido para uma homogeneização eficiente e precisa de pequenas amostras. Apresenta um design compacto, permitindo uma fácil operação em porta-luvas e a otimização do espaço.

[Saiba mais](#)

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Gama de velocidades                  | 100-99999 rpm   |
| Resolução da velocidade              | 1rpm  |
| Gama de aceleração ajustável         | 100-99999rpm/s  |
| Comprimento máximo de um único passo | 3000S   |
| Resolução de tempo                   | 1s  |
| Ampla aplicação de tensão            | Entrada AC100-230V, seleccionável para operação de passo único ou múltiplo em chinês e inglês, com até 5 conjuntos de programas de 5 passos disponíveis |
| Configuração padrão                  | Tabuleiros de carga de vácuo de 10 mm, 25 mm e 2 polegadas  |

# Homogeneizador De Laboratório Totalmente Automático Com Cavidade Acrílica De 4 Polegadas

Número do item: COA-4



## introdução

A máquina dispensadora de cola para laboratório totalmente automática com cavidade acrílica de 4 polegadas é uma máquina compacta, resistente à corrosão e fácil de utilizar, concebida para ser utilizada em operações com porta-luvas. Possui uma tampa transparente com posicionamento de binário constante para posicionamento em cadeia, uma cavidade interior de abertura de molde integrada e um botão de máscara facial a cores com ecrã de texto LCD. A velocidade de aceleração e desaceleração é controlável e ajustável, e pode ser definido um programa de controlo de operações em várias etapas.

[Saiba mais](#)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Gama de velocidades                  | 100-99999 rpm  |
| Resolução da velocidade              | 1rpm   |
| Gama de aceleração ajustável         | 100-99999rpm/s   |
| Comprimento máximo de um único passo | 30005  |
| Resolução de tempo                   | 1s   |
| Ampla aplicação de tensão            | Entrada AC100-230V, selecionável para operação de passo único ou múltiplo em chinês e inglês, com até 5 conjuntos de programas de 5 passos disponíveis |
| Configuração padrão                  | Tabuleiros de carga de vácuo de 10 mm, 25 mm e 2 polegadas   |

# Homogeneizador De Cola De Laboratório Totalmente Automático Com Câmara De Liga De Alumínio De 4 Polegadas

Número do item: COA-5



## introdução

A máquina dispensadora de cola para laboratório totalmente automática com cavidade em liga de alumínio de 4 polegadas é um dispositivo compacto e resistente à corrosão, concebido para utilização em laboratório. Possui uma tampa transparente com posicionamento de binário constante, uma cavidade interior com abertura de molde integrada para facilitar a desmontagem e a limpeza, e um botão de máscara facial a cores com ecrã de texto LCD para facilitar a utilização.

[Saiba mais](#)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Gama de velocidades                  | 100-99999 rpm  |
| Resolução da velocidade              | 1rpm   |
| Gama de aceleração ajustável         | 100-99999rpm/s   |
| Comprimento máximo de um único passo | 3000S  |
| Resolução de tempo                   | 1s   |
| Ampla aplicação de tensão            | Entrada AC100-230V, selecionável para operação de passo único ou múltiplo em chinês e inglês, com até 5 conjuntos de programas de 5 passos disponíveis |
| Configuração padrão                  | Bandejas de carregamento a vácuo de 10 mm, 25 mm e 2 polegadas   |

## Homogeneizador De Cola De Laboratório Totalmente Automático Com Câmara De Aço Inoxidável De 4 Polegadas

Número do item: COA-6



### introdução

O homogeneizador de cola de laboratório totalmente automático com câmara de aço inoxidável de 4 polegadas é um dispositivo compacto e resistente à corrosão, concebido para ser utilizado em operações com porta-luvas. Possui uma tampa transparente com posicionamento de binário constante e uma cavidade interior com abertura de molde integrada para facilitar a desmontagem, limpeza e substituição.

[Saiba mais](#)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Gama de velocidades                  | 100-99999 rpm  |
| Resolução da velocidade              | 1rpm   |
| 3.Gama de aceleração ajustável       | 100-99999rpm/s   |
| Comprimento máximo de um único passo | 3000S  |
| Resolução de tempo                   | 1s   |
| Aplicação de tensão alargada         | Entrada AC100-230V, selecionável para operação de passo único ou múltiplo em chinês e inglês, com até 5 conjuntos de programas de 5 passos disponíveis |
| Configuração padrão                  | Tabuleiros de carregamento a vácuo de 10 mm, 25 mm e 2 polegadas   |





**Kintek Solution**

Sede: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,  
Zhengzhou, China

